

Tillykke med din nye massagestol JSD-A5

QUICK-GUIDE



Massagestol m/smarte funktioner

QUICK – GUIDE

- 1 Sæt dig godt til rette, juster ben og hovedstøtte så du sidder bedst muligt i stolen.
- 2 Aktiver stolen ved tænd/sluk knappen på fjernbetjeningen. Autoprogram opstarter. Her har du mulighed for at til- fravælge ønskede massagefunktioner, aktivering af Zero Gravity, aktivering af automatisk sving m.m.

PROGRAM INFO

Automatiske programmer er forudindstillede programmer, der følger med din massagestol og giver en bestemt form for massage, med fokus på fx én massageteknik eller et bestemt område af kroppen.

Der er mulighed for at til- eller fravælge funktionerne i programmerne via knapperne på fjernbetjeningen.

På denne maskine er der flere tilgængelige massageprogrammer – om du ønsker blid, sensitiv eller mere til stræk ud og mere hårdere massage, ja det helt op til dig.

Zero Gravity

Zero Gravity funktionen i vores stole er inspireret af NASA, fordi den efterligner den position, en astronaut indtager, når han skydes ud i rummet. Denne position fordeler din vægt jævnt, hvilket gør at stolen arbejder bedre sammen med din krop under massagen, uden nogle områder belastes.

Massagestol m/smarte funktioner

QUICK – GUIDE

2D-skinnesystem

Moderne massagestole leveres med 2D, 3D eller 4D teknologi. Hvilken type teknologi du vælger afgør om hvor dyb og kompleks massage du får.

Denne massagestol har 2D-massage og et S-skinnesystem, som går helt ned til ballerne. S-skinnen følger tæt din krops naturlige kurver ned langs ryggen. På skinnesystemet er massagerullerne monteret, det er dem der gør den store del af arbejdet.

På denne maskine er der tilføjet ekstra ruller, for at opnå en endnu mere avanceret massage.

I stolen sidder nogle følere, som scanner din krop for mest optimale massage.

Luftpuder

Denne massagestol har indbygget kompressor til stolens luftpuder – eller airbags, som giver et tryk på kroppen under massagen. Luftpuderne er placeret forskellige steder og kan justeres/slukkes alt efter behov via betjeningspanelet.

Varme

I denne stol er der varme i sædet (indbygget i rullerne). Varmen kan være med til at give dig en bedre og mere behagelig massage oplevelse. Varmen har den effekt, at kroppen og musklerne bliver mere modtagelige overfor massagen og kan have en lindrende effekt.

Højtalere

Denne massagestol leveres med indbyggede højtalere. Musikken kan være en hjælpende bestanddel til at du slapper mere af under din massage – prøv at sætte noget stille wellness musik på. Du kan nemt og hurtigt tilslutte din smartphone via Bluetooth.

Massagestol m/smarte funktioner

QUICK – GUIDE

Instruktion inden brug

Overhold følgende for at reducere risikoen for brand, forbrændinger, elektrisk stød eller skader på andre.

1. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når maskinen ikke er i drift, eller inden du monterer komponenter.
2. Brug ikke produktet under en pude eller anden beklædning som et tæppe for at undgå brand, elektrisk stød eller anden skade forårsaget af opvarmning.
3. Børn, mennesker med handicap, sanser og nervedefekt kræver tilsyn af en voksen værg for at bruge produktet.
4. Sørg for at bruge dette produkt til det formål, der er beskrevet i brugervejledningen. Brug ikke andre komponenter end dem, der er anbefalet af producenten.
5. Brug ikke dette produkt og send det tilbage til et servicecenter til inspektion og reparation, når følgende forhold opstår: strøm ledningen eller strømstikket er beskadiget, stolen virker ikke korrekt, eller der er knækket en eller flere dele, maskinen har været udsat for vand.
6. Træk ikke i ledningen for at flytte produktet.
7. Strøm ledningen og opvarmningsoverfladen skal holdes på en sikker afstand af hinanden.
8. Brug ikke produktet med en blokeret luftudgang. Hold luftudtaget fri og undgå blokering af fnug eller hår.
9. Undlad at indsætte eller tabe objekter i nogen åbninger på produktet.
10. Brug ikke dette produkt udendørs.
11. Sluk for alle betjeningskontroller, før du trækker stikket ud af stikkontakten.
12. Bruges produktet af børn, bør det være under overvågning for at sikre at produktet ikke bruges som legetøj.

Massagestol m/smarte funktioner

QUICK – GUIDE

Sikkerhedsmæssige forhold

1. Brug ikke massage-stolen i et meget fugtigt eller støvet miljø for at undgå elektrisk stød eller komponentfejl.
2. Brug ikke massagestolen i områder, hvor temperaturen overstiger 40 ° C.
3. Anbring ikke massagestolen nær varmeapparater, ovne eller direkte sollys.
4. Massagestolen er designet til personlig anvendelse og er ikke egnet til kommercielt brug.
5. Massagestolen er kun til indendørs brug.
6. Hæv ikke omgivelsestemperaturen pludseligt, når du bruger stolen i lav stuetemperaturer. Det anbefales, at temperaturen justeres gradvist til et normalt interval inden brug af massagestolen.
7. Hvis massagestolen flyttes fra et køligt opbevaringssted til et varmt miljø, kan der dannes fugt i maskinen som kan påvirke maskinens normale drift, eller forårsage nedbrud.

Sikkerhed under brug

1. Brug ikke massagestolen, hvis overfladen er beskadiget.
2. Brug ikke massagestolen sammen med varmetæppe, og andet terapeutisk udstyr på samme tid for at undgå, at massageeffekten reduceres eller forårsager skade.
3. Brug ikke massagestolen 1 time efter at have spist for at undgå den modsatte effekt.
4. Hvis du føler ubehag under massagen, skal du straks stoppe.
5. Indsæt ikke genstande eller brændbare materialer i massagestolen, da dette kan forårsage elektrisk stød, funktionsfejl og brand.
6. Dæk ikke massagestolen når den er i brug, da det vil øje temperaturen, hvilket kan medføre svigt eller brand.

Massagestol m/smarte funktioner

QUICK – GUIDE

Bemærk

Den anbefalede brugstid er 15 - 30 minutter. Inden den bruges igen, sørg for at massagestolen er frakoblet og vent med at bruge stolen i mindst 10 minutter. Hvis den kontinuerligt bruges i lang tid, kan massagestolen muligvis aktivere overophedningsbeskyttelsesenheden og derefter automatisk afbryde strømmen.

Dette produkt kan ikke bruges til selvdiagnose eller behandling: hvis du har brug for diagnose eller behandling, bedes du kontakte professionelt medicinsk personale.

Kontakt en læge for rådgivning inden brug hvis du gennemgår medicinsk behandling eller har en medicinsk tilstand. Brug ikke dette produkt, hvis du føler dig utilpas eller er gravid. Du bedes først konsultere din læge (og følge hans eller hendes råd, hvis du er gravid).

Apparatets overflade vil generere varme, varmfølsomme mennesker bør bruge stolen med forsigtighed.

Hvis du utilsigtet spilder eller hælder væske på massagestolen, træk straks stikket ud. Rør ikke ved stikket med våde hænder.

Beskadigelse af strømledningen eller betjening af massagestolen med beskadiget strømledning kan føre til utilsigtet elektrisk stød eller mekanisk svigt.

Brug ikke massagestolen efter at have drukket alkohol, eller når du ikke har det godt.

Massagestol m/smarte funktioner

QUICK – GUIDE

Betingelser, hvor massagestolen ikke må bruges

Hvis en af følgende forhold opstår, skal du straks stoppe med at bruge stolen og slukke for kontakten, afbryde strømmen og kontakte os.

1. utilsigtet spildt vand på massagestolen.
- 2 Overtrækket på massagestolen er beskadiget, og den indvendige mekanisme er synlig.
3. Hvis du føler dig utilpas eller har svære smerte når du masserer, skal du straks stoppe med at bruge stolen og opsøge en læge.
4. Hvis du finder nogle funktionsfejl eller abnormitet i maskinen, mens du bruger stolen.
5. Hvis der opstår strømafbrydelse under brug. (Den pludselige genopretning af strøm kan medføre skade på brugeren). *Der opstår lyn.

Produkt parametre

Produkt navn	Massagestol
Nominel spænding	220V
Nominel frekvens	50 Hz
Sikkerhedsniveau	Type1
Implementering af standarder	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Massagestol m/smarte funktioner

QUICK – GUIDE

Vedligeholdelse & nedbrud

Brug neutralt rengøringsmiddel og blød klud til daglig rengøring. Brug ikke korrosivt rengøringsmiddel. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af autoriseret tekniker, for at undgå beskadigelse.

Tag stikket ud af stikkontakten, når du ikke bruger stolen eller ved rengøring for at undgå fare. Brug ikke skarpe genstande der kan skære produktets overflade. Anbring ikke produktet i et fugtigt miljø, skal placeres i ventileret rum.

Undlad at trykke eller lægge pres på.

Problem	Grund	Løsning
Lyd under brug (motoren kører)	Mekanisk lyd under produktets drift	Denne lyd er normal og kræver ikke reparation
Produktet virker ikke	Strømmen er ikke tilsluttet. Kontakten var ikke tændt. Massageknappen var ikke aktiveret.	Tjek ledningen og at stikkontakten, sørg for at det er tilsluttet korrekt. Tryk derefter på massageknappen.
Massagen stoppede brat.	15 minutters nominel driftstid er afsluttet og skifter automatisk til standby tilstand.	Hvis du vil massere igen, skal du trykke på afbryderknappen
	Motoren er overophedet, den har kørt længere tid end det anbefalede tidsinterval.	Sluk for massagestolen og vent på at motoren er kølet ned, før den bruges igen.

Kontakt vores kundeservice, hvis der er et problem med dette produkt. Garanti/reklamationsret gælder ikke i følgende tilfælde:

1. Skade er forårsaget pga. mislige hold eller forkert brug.
2. Skaderne er forårsaget pga. demontering af en ikke autoriseret tekniker.
3. Nedbrud og skaderne er forårsaget af Force Majure.
4. Ved brug af produktet på en kommerciel måde.
5. Vi er ikke ansvarlige for ulykker, der opstår ved forkert brug af produktet.
6. Hvis dette produkt bruges til andet end hjemme brug, bortfalder garanti/reklamationsret.
7. Skade forårsaget af manipulation, hvis anmodningerne i manualen ikke er fulgt.
8. Funktionsfejl forårsaget af bruger - brug af tilbehør, der ikke opfylder produktets parametre. Vi er ikke ansvarlige for ulykker forårsaget af dette.